




ABILITIER[®] II

Micro Catheter


ABILITYER® II

1.7Fr 超選択的マイクロカテーテルで高いフローレートを実現。

柔軟性





FLOWデータ



イオバミドール300	イオバミドール370	[測定条件]
● 105cm	● 105cm	インジェクター Medrad Mark V
▲ 130cm	▲ 130cm	注入速度 5ml/sec
◆ 150cm	◆ 150cm	注入量 20ml
		時間 4.0sec
		造影剤温度 37°C

末梢到達性



最大耐圧 (先端解放時) 8,274kPa (1,200psi)

カタログ番号	有効長	先端形状	外径			内径		適用ガイドワイヤ径	DSV (ml)	JANコード		
			最先端	先端	手元	先端	手元					
AB2-17-105ST	105cm	ストレート	1.7Fr (0.55 mm)	1.9Fr (0.63 mm)	2.9Fr (0.97 mm)	0.018" (0.45 mm)	0.023" (0.59 mm)	0.016" (0.41 mm)	0.40ml	4560249952226		
AB2-17-130ST	130cm								0.46ml	4560249952233		
AB2-17-150ST	150cm								0.52ml	4560249952240		
AB2-17-105AG	105cm	45°アングル							0.40ml	4560249952257		
AB2-17-130AG	130cm										0.46ml	4560249952264
AB2-17-150AG	150cm										0.52ml	4560249952271

〈セット内容〉マイクロカテーテル本体、フォーミングワイヤ、インサートチューブ

- 販売名: マイクロカテーテル2
- 医療機器承認番号: 21700BZZ00471000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器 (クラスIV)
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類: マイクロカテ・OSB
- エチレンオキサイドガス滅菌済
- 再使用禁止、再滅菌禁止

〔カタログに記載のデータは、当社計測データになります。〕

【製造販売元】

HI-LEX MEDICAL

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28 TEL 0797-85-2571 / FAX 0797-85-2990